

Fauteuils de douche

Equipements adaptés au confort et à la toilette,
facilement utilisables et sûrs.



Nouméa 50



Nouméa 70



Nouméa 80*

Ref. NOUMÉA 50 - 60* - 70 - 80* - 90 - 100*

Accoudoirs escamotables.
Nouvelle assise percée,
clipsable, polyuréthane noir.
Dossier toile terraflex.
Finition Epoxy.
16 couleurs au choix.



120 Kg



*Nouvelle assise avec
bouchon en option



90 Kg



Nouméa 100*



Nouméa 200

Ref. MADRIGAL

Finition polypropylène chargé: beige.
Livré complet avec seau.
Coussin de renfort anti-glisse.
Largeur d'assise 47 cm.
Option: rehausses ou kit roulettes.

Ref. NOUMÉA 200

Livré en série avec bouchon.
Repose pieds relevables
escamotables et réglables en hauteur.

Côtes en cm



Nouméa 50	39	45	56	91	63	52	Epoxy couleur	8 Kg
Nouméa 60*	45	42	56	91	63	59	Epoxy couleur	9 Kg
Nouméa 70	39	45	56	91	78	52	Epoxy couleur	10 Kg
Nouméa 80*	45	42	56	91	78	59	Epoxy couleur	11 Kg
Nouméa 90	39	45	56	92	88	63	Epoxy couleur	15 Kg
Nouméa 100*	45	42	56	92	88	69	Epoxy couleur	15 Kg
Nouméa 200	45	42	56	91	87	59	Epoxy couleur	14 Kg
Madrigal	47	-	44/49	82/86	41	57	Beige	4 Kg



REFERENCES NORMATIVES :

Qualité de fabrication et de service : Conformité produit : CE
• ISO 9001 version 2000
• ISO 13485 version 2003

NF EN 1441 et NF EN ISO 14971

Siège social - Parc Eurasanté
243, Rue Allendé - 59120 LOOS LEZ LILLE
Tél. : +33 (0)3 20 84 81 50 - Fax : +33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte-Alvère - Creysse
B.P. 212 - 24102 BERGERAC Cedex
Tél. : +33 (0)5 53 74 45 50 - Fax : +33 (0)5 53 63 06 07

www.hms-vilgo.com

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical

Cadres de toilette



et barres d'appui



Ref. S1

Finition Epoxy, 16 couleurs au choix.
Fourni avec seau.
Hauteur: 50 cm.
Largeur: 50 cm.
Profondeur: 31 cm.



Ref. S2

Finition Epoxy, 16 couleurs au choix.
Fourni avec seau.
Hauteur: 70/87 cm.
Hauteur d'assise: 43/60 cm.
Largeur: 51 cm.
Profondeur: 36 cm.



Ref. T1

Cadre de WC.
Poignée PVC.
Finition Epoxy, 16 couleurs au choix.
Hauteur: 65/85 cm.
Largeur: 57 cm.
Profondeur: 50 cm.



Ref. HYGENIA

Chaise percée multi-fonction.
Universel : 8 réglages en hauteur.
Grand dossier tubulaire amovible.
Nettoyage aisé.
Finition Epoxy, 16 couleurs de tube au choix.
Appui bras PVC souple.
Seau ergonomique.



100 Kg



BARRE D'APPUI

Ref. B1 longueur 35 cm.
Ref. B2 longueur 50 cm.
Ref. B3 longueur 65 cm.
Ref. B10 longueur 50*50 cm.
Finition Epoxy couleur.
Disponible en version chromée:
B1 bis à B10 bis.



130 Kg

Ref. 10036

Barre d'appui droite.
Longueur 45 cm.



Ref. 10037

Barre d'appui coudée.
Longueur 33 cm.



115 Kg



Côtes en cm

Hygenia

53,5

44

38 à 56

78 à 97

50

60

Epoxy couleur

3,2 Kg



REFERENCES NORMATIVES :

Qualité de fabrication et de service :
• ISO 9001 version 2000
• ISO 13485 version 2003

Conformité produit : CE
NF EN 1441 et NF EN ISO 14971

Siège social - Parc Eurasanté
243, Rue Allendé - 59120 LOOS LEZ LILLE
Tél. : +33 (0)3 20 84 81 50 - Fax : +33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte-Alvère - Creysse
B.P. 212 - 24102 BERGERAC Cedex
Tél. : +33 (0)5 53 74 45 50 - Fax : +33 (0)5 53 63 06 07

www.hms-vilgo.com

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical

Sièges de douche



HYSEA

Chaise de douche.
Large coque composite enveloppante et confortable.
Nettoyage aisé.
Tube acier diam 25 mm et protection Epoxy.
16 coloris de tube au choix.

Ref. **HYSEA 50**
Marche pied de baignoire.

Ref. **HYSEA 100**
Siège de douche.

Ref. **HYSEA 200**
Chaise compacte sans accoudoirs.



Ref. **HYSEA 300**
Siège de douche avec accoudoirs.

Ref. **HYSEA 400**
Chaise avec accoudoirs.
Appuis bras PVC souple.



Hyséa 400



Hyséa 300



Hyséa 50



Hyséa 100



Hyséa 200



Côtes en cm

Hyséa 50	19	35	45	-	-	-	Epoxy couleur	2,1 Kg
Hyséa 100	48	46	50	-	30	48	Epoxy couleur	2,9 Kg
Hyséa 200	80	55	50	-	38	48	Epoxy couleur	3,4 Kg
Hyséa 300	69	48	60	53	30	48	Epoxy couleur	3,9 Kg
Hyséa 400	80	55	60	53	38	48	Epoxy couleur	4,3 Kg



REFERENCES NORMATIVES :

Qualité de fabrication et de service : Conformité produit : CE
• ISO 9001 version 2000
• ISO 13485 version 2003

Siège social - Parc Eurasanté
243, Rue Allendé - 59120 LOOS LEZ LILLE
Tél. : +33 (0)3 20 84 81 50 - Fax : +33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte-Alvère - Creysse
B.P. 212 - 24102 BERGERAC Cedex
Tél. : +33 (0)5 53 74 45 50 - Fax : +33 (0)5 53 63 06 07

www.hms-vilgo.com

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical

Sièges de bain



SPIDRA

Siège de bain.
Large coque composite enveloppante et confortable.
Commandes ergonomiques et robustes.
Nettoyage aisé.
Tube acier/inox diam 25 mm et protection Epoxy.
16 coloris de tube au choix.

Ref. SPIDRA 150

Siège de bain.
Marche pied de baignoire.
Lattes plastiques.
Inox.



100 Kg

Ref. SPIDRA 400

Siège PIVOTANT à large coque composite enveloppante et confortable.

Ref. SPIDRA 500

Siège PIVOTANT à large coque composite enveloppante et confortable avec accoudoirs escamotables.



120 Kg

Ref. SPIDRA 600

Siège PIVOTANT à large coque composite enveloppante et confortable avec accoudoirs relevables, assise plus haute de 7 cm.



120 Kg



Spidra 500/600



Spidra 400



Spidra 150 inox



Côtes en cm

Spidra 150	19	65	71	-7	50 à 60	60 à 70	Epoxy couleur	3,6 Kg
Spidra 400	53	65	71	0	55 à 60	60 à 70	Epoxy couleur	6,5 Kg
Spidra 500	53	65	71	0	55 à 60	60 à 70	Epoxy couleur	7,2 Kg
Spidra 600	60	65	71	+7	55 à 60	60 à 70	Epoxy couleur	7,4 Kg



REFERENCES NORMATIVES :

Qualité de fabrication et de service :
• ISO 9001 version 2000
• ISO 13485 version 2003

Conformité produit : CE
NF EN 1441 et NF EN ISO 14971

Siège social - Parc Eurasanté
243, Rue Allendé - 59120 LOOS LEZ LILLE
Tél. : +33 (0)3 20 84 81 50 - Fax : +33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte-Alvère - Creysse
B.P. 212 - 24102 BERGERAC Cedex
Tél. : +33 (0)5 53 74 45 50 - Fax : +33 (0)5 53 63 06 07

www.hms-vilgo.com

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical

Balnéo



Balnéo

Ref. **BALNEO 100**

Poignée de sortie de baignoire.
Protection Epoxy.



100 Kg

Ref. **BALNEO 200 D/G**

Poignée de sortie de baignoire
avec marche pied à droite ou à
gauche.
Protection Epoxy.



100 Kg

Ref. **10180**

Rampe de bain.
Largeur: 30 cm.
Longueur: 71 cm.



100 Kg

Ref. **10169**

Siège de bain.
Hauteur: 21 cm.
Largeur: 20 cm.
Longueur: 40 cm.



190 Kg

Ref. **10170**

Rampe de bain.
Largeur: 20 cm.
Longueur: 72 cm.



190 Kg



10180



10169



10170



REFERENCES NORMATIVES :

Qualité de fabrication et de service : Conformité produit : CE
 • ISO 9001 version 2000
 • ISO 13485 version 2003

Siège social - Parc Eurasanté
 243, Rue Allendé - 59120 LOOS LEZ LILLE
 Tél. : +33 (0)3 20 84 81 50 - Fax : +33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte-Alvère - Creysse
 B.P. 212 - 24102 BERGERAC Cedex
 Tél. : +33 (0)5 53 74 45 50 - Fax : +33 (0)5 53 63 06 07

www.hms-vilgo.com

HMS - VILGO
 fabricants de matériel médical