

# Fauteuils garde-robe fixes



Ref. CANDY 155

Finition Epoxy couleur.  
Accoudoirs fixes.  
Garniture standard PVC soudé.  
Assise et seau ergonomique.



Seau ergonomique (étuve 90°)



Ref. CANDY CONFORT

Finition Epoxy couleur.  
Accoudoirs fixes.  
Garniture standard PVC soudé.  
Assise et seau ergonomique.  
Grand dossier confortable.



Ref. GR 10

Finition Epoxy couleur.  
Accoudoirs fixes.  
Garniture standard PVC soudé.  
Assise et seau ergonomique.  
Largeur d'assise 45 cm.



Ref. GR 18

Garniture standard PVC soudé.  
Accoudoirs escamotables.  
Finition Epoxy couleur.  
Assise et seau ergonomique.  
Largeur d'assise 45 cm.



Ref. GR 181

Garniture LUXE tissu enduit M2.  
Accoudoirs escamotables.  
Finition Epoxy couleur.  
Assise et seau ergonomique.  
Largeur d'assise 45 cm.

Ref. GR 10 FORTISSIMO

Garniture standard PVC soudé.  
Finition Epoxy couleur.  
Accoudoirs fixes.  
Assise et seau ergonomique.  
Structure renforcée.  
Barre de renfort.  
Largeur d'assise 60 cm.



Luxe



Standard



Ref. GR 12

Finition Epoxy couleur.  
Garniture LUXE tissu enduit M2.  
Accoudoirs fixes.  
Assise et seau ergonomique.  
Largeur d'assise 45 cm.



Ref. GR 12 FORTISSIMO

Finition Epoxy couleur.  
Garniture LUXE tissu enduit M2.  
Accoudoirs fixes.  
Assise et seau ergonomique.  
Structure renforcée.  
Barre de renfort.  
Largeur d'assise 60 cm.



Côtes en cm

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Candy 155	85	45	60	54	46	46	62x63x108	Standard Epoxy couleur	8 Kg	
Candy confort	85	45	60	54	46	46	62x63x108	Standard Epoxy couleur	8 Kg	
GR 10	91	49 à 52	60	50	45	47	58x59x97	Standard Epoxy couleur	8,2 Kg	
GR 10 Fortissimo	91	49 à 52	74	53	60	47	61x72x97	Noir Epoxy couleur	12 Kg	
GR 12	91	49 à 52	60	50	45	47	58x59x97	Luxe Epoxy couleur	8,2 Kg	
GR 12 Fortissimo	91	49 à 52	74	53	60	47	61x72x97	Luxe Epoxy couleur	12 Kg	
GR 18	91	49 à 52	60	50	45	47	58x59x97	Standard Epoxy couleur	8,2 Kg	
GR 181	91	49 à 52	60	50	45	47	58x59x97	Luxe Epoxy couleur	8,2 Kg	



REFERENCES NORMATIVES :

Qualité de fabrication et de service :  
• ISO 9001 version 2000  
• ISO 13485 version 2003

Conformité produit : CE  
NF EN 1441 et NF EN ISO 14971

Siège social - Parc Eurasanté  
243, Rue Allendé - 59120 LOOS LEZ LILLE  
Tél. : +33 (0)3 20 84 81 50 - Fax : +33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte-Alvère - Creysse  
B.P. 212 - 24102 BERGERAC Cedex  
Tél. : +33 (0)5 53 74 45 50 - Fax : +33 (0)5 53 63 06 07

www.hms-vilgo.com



# Fauteuils garde-robe à roues



Seau ergonomique (étuve 90°)



## Ref. CANDY 252

Garniture LUXE tissu enduit M2, coloris gris.  
Poignée de poussée.  
Accoudoirs fixes.  
Repose-pieds chromé.  
Roues arrière à frein.



## Ref. CANDY 250

Poignée de poussée.  
Accoudoirs fixes.  
Repose-pieds chromé.  
Roues arrière à frein.  
Garniture standard PVC soudé, M4 coloris noir.



## Ref. GR 30

Garniture standard PVC soudé.  
Accoudoirs fixes.  
Poignée de poussée.  
Repose-pieds Epoxy noir.  
Finition Epoxy couleur.  
Roues arrière à frein.




## Ref. GR 32

Garniture LUXE tissu enduit M2.  
Accoudoirs fixes.  
Poignée de poussée.  
Repose-pieds et finitions Epoxy noir.  
Roues arrière à frein.  
Assise et seau ergonomique (étuve 90°).  
**Option**: roulette anti-bascule sur repose-pieds anti dérapant.



Luxe



Standard



## Ref. GR 30 FORTISSIMO **SPECIAL XL**

Garniture standard PVC soudé.  
Accoudoirs fixes.  
Poignée de poussée.  
Repose-pieds Epoxy noir.  
Finition Epoxy couleur.  
Roues arrière à frein.  
**Option**: roulette anti-bascule sur repose-pieds anti dérapant.

## Ref. GR 32 FORTISSIMO **SPECIAL XL**

Largeur d'assise 60 cm.  
Garniture LUXE tissu enduit M2.  
Accoudoirs fixes.  
Poignée de poussée.  
Repose-pieds Epoxy noir.  
Finition Epoxy couleur.  
Roues arrière à frein.  
Assise et seau ergonomique (étuve 90°).  
Roulette anti-bascule sur repose-pieds anti dérapant.

Côtes en cm

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Candy 250	90	48 à 51	60	78	46	46	72x61x96	Stan. noir Epoxy couleur	12 Kg	
Candy 252	90	48 à 51	60	78	46	46	72x61x96	Luxe gris Epoxy couleur	12 Kg	
GR 30	95	49 à 52	60	87	45	47	58x59x97	Standard Epoxy couleur	12 Kg	
GR 30 Fortissimo	98	52 à 55	65	91	60	47	75x80x97	Stan. noir Epoxy couleur	13 Kg	
GR 32	95	49 à 52	60	87	45	47	58x59x97	Luxe Epoxy couleur	12 Kg	
GR 32 Fortissimo	98	52 à 55	65	91	60	47	75x80x97	Luxe Epoxy couleur	13 Kg	



REFERENCES NORMATIVES :

Qualité de fabrication et de service :  
• ISO 9001 version 2000  
• ISO 13485 version 2003

Conformité produit : CE  
NF EN 1441 et NF EN ISO 14971

Siège social - Parc Eurasanté  
243, Rue Allendé - 59120 LOOS LEZ LILLE  
Tél. : +33 (0)3 20 84 81 50 - Fax : +33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte-Alvère - Creysse  
B.P. 212 - 24102 BERGERAC Cedex  
Tél. : +33 (0)5 53 74 45 50 - Fax : +33 (0)5 53 63 06 07

www.hms-vilgo.com

**HMS - VILGO**  
fabricants de matériel médical

# Fauteuils garde-robe à roues



**Ref. GR 50**

Garniture standard PVC soudé.  
Accoudoirs escamotables.  
Repose-pieds chromé.  
Finition Epoxy couleur.  
Roues arrière à frein.  
Assise et seau ergonomique.



**Ref. GR 52**

Garniture LUXE tissus enduit M2.  
Accoudoirs escamotables.  
Repose-pieds chromé.  
Finition Epoxy couleur.  
Roues arrière à frein.  
Assise et seau ergonomique.



**Ref. GR 52 FORTISSIMO** **SPECIAL XL**

Garniture LUXE tissus enduit M2. Structure renforcée.  
Accoudoirs escamotables.  
Repose-pieds Epoxy noir.  
Finition Epoxy couleur.  
Roues arrière à frein.  
Assise élargie et seau ergonomique.  
Roulette anti-bascule sur repose-pieds anti dérapant.




Seau ergonomique (étude 90°)



**Ref. GR 172**

Garniture LUXE tissus enduit M2.  
Réglable en hauteur.  
Accoudoirs escamotables.  
Finition Epoxy couleur.  
Roues arrière à frein.  
Assise et seau ergonomique.



Côtes en cm

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GR 50	95	49 à 52	63	87	46	47	65x65x94	Standard	Epoxy couleur	10 Kg
GR 50 Fortissimo	98	52 à 55	72	91	60	47	75x80x97	Luxe	Epoxy couleur	14 Kg
GR 52	95	49 à 52	63	87	46	47	65x65x94	Luxe	Epoxy couleur	13 Kg
GR 52 Fortissimo	98	52 à 55	72	91	60	47	75x80x97	Luxe	Epoxy couleur	14 Kg
GR 171	94/106	48 à 63	63	87	46	47	65x65x94	Standard	Epoxy couleur	12,5 Kg
GR 172	94/106	48 à 63	63	87	46	47	65x65x94	Luxe	Epoxy couleur	12,5 Kg



REFERENCES NORMATIVES :

Qualité de fabrication et de service :  
• ISO 9001 version 2000  
• ISO 13485 version 2003

Conformité produit : CE  
NF EN 1441 et NF EN ISO 14971

Siège social - Parc Eurasanté  
243, Rue Allendé - 59120 LOOS LEZ LILLE  
Tél. : +33 (0)3 20 84 81 50 - Fax : +33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte-Alvère - Creysse  
B.P. 212 - 24102 BERGERAC Cedex  
Tél. : +33 (0)5 53 74 45 50 - Fax : +33 (0)5 53 63 06 07

[www.hms-vilgo.com](http://www.hms-vilgo.com)



# Fauteuils garde-robe réglables

**Exclusif**



Seau ergonomique (étuve 90°)



**Ref. CANDY 200**

Garniture standard PVC soudé, M4 coloris noir.  
Finition Epoxy couleur.  
Hauteur réglable.  
Poignée de poussée.  
Accoudoirs fixes.  
Assise et seau ergonomique.




**Ref. GR 101**

Garniture standard PVC soudé.  
Accoudoirs fixes.  
Finition Epoxy couleur.  
Hauteur réglable.  
Assise et seau ergonomique.



**Ref. GR 121**

Garniture LUXE tissus enduit M2.  
Accoudoirs fixes.  
Finition Epoxy couleur.  
Hauteur réglable.  
Assise et seau ergonomique.



**Ref. GR 15**

Garniture standard PVC soudé.  
Accoudoirs escamotables.  
Finition Epoxy couleur.  
Hauteur réglable.  
Assise et seau ergonomique.



**Ref. GR 151**

Garniture LUXE tissus enduit M2.  
Accoudoirs escamotables.  
Finition Epoxy couleur.  
Hauteur réglable.  
Assise et seau ergonomique.



Côtes en cm

	Hauteur	Profondeur	Largeur	Hauteur dossier	Hauteur dossier réglable	Hauteur accoudoir	Largeur accoudoir	Packaging	Color	Upholstery	Weight
Candy 200	88/100	45 à 61	60	54	46	46	62x63x108	Stan.	noir	Epoxy couleur	8,5 Kg
GR 15	82/89	43 à 61	63	57	46	47	58x59x97	Standard	Epoxy couleur		10,3 Kg
GR 101	85/102	42 à 60	60	57	45	47	58x59x97	Standard	Epoxy couleur		8,6 Kg
GR 121	85/102	42 à 60	60	57	45	47	58x59x97	Luxe	Epoxy couleur		8,6 Kg
GR 151	82/99	43 à 61	63	57	45	47	58x59x97	Luxe	Epoxy couleur		10,3 Kg



REFERENCES NORMATIVES :

Qualité de fabrication et de service :  
• ISO 9001 version 2000  
• ISO 13485 version 2003

Conformité produit : CE  
NF EN 1441 et NF EN ISO 14971

Siège social - Parc Eurasanté  
243, Rue Allendé - 59120 LOOS LEZ LILLE  
Tél. : +33 (0)3 20 84 81 50 - Fax : +33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte-Alvère - Creysse  
B.P. 212 - 24102 BERGERAC Cedex  
Tél. : +33 (0)5 53 74 45 50 - Fax : +33 (0)5 53 63 06 07

[www.hms-vilgo.com](http://www.hms-vilgo.com)




# Fauteuils garde-robe pliants



90 Kg

## Ref. GR 92

Fauteuil pliant sans roues.  
Garniture LUXE tissu enduit M2.  
Accoudoirs relevables.  
Finition Epoxy couleur.



90 Kg

## Ref. GR 192

Fauteuil pliant à roues.  
Garniture LUXE tissu enduit M2.  
Finition Epoxy couleur.  
Accoudoirs relevables.  
Roues arrière à frein.  
Repose-pieds.

**Exclusif**



Seau ergonomique  
(étuve 90°)

Côtes en cm

GR 192	99	49 à 52	57	87	46	47	124x61x26	Luxe	Epoxy couleur	14,2 Kg
GR 92	91	49 à 52	57	57	45	47	124x61x26	Luxe	Epoxy couleur	11 Kg



REFERENCES NORMATIVES :

Qualité de fabrication et de service :  
• ISO 9001 version 2000  
• ISO 13485 version 2003

Conformité produit : CE  
NF EN 1441 et NF EN ISO 14971

Siège social - Parc Eurasanté  
243, Rue Allendé - 59120 LOOS LEZ LILLE  
Tél. : +33 (0)3 20 84 81 50 - Fax : +33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte-Alvère - Creysse  
B.P. 212 - 24102 BERGERAC Cedex  
Tél. : +33 (0)5 53 74 45 50 - Fax : +33 (0)5 53 63 06 07

[www.hms-vilgo.com](http://www.hms-vilgo.com)



